

SL350 - SL450



L'ESSENTIEL POUR L'EXAMEN COMPLET DE L'OEIL




SL350 - SL450

LAMPES À FENTE

Gamme des filtres



Grossissements



Eclairage



Optométrie





LARGE CHAMP D'OBSERVATION

- Système optique binoculaire galiléen offrant un large champ de vision.
- 3 ou 5 niveaux de grossissement suivant le modèle.
- Ajustement continu de l'ouverture de la fente et inclinaison du système d'éclairage jusqu'à 20°
- Disponible en 2 versions : éclairage Halogène ou LED

INSTALLATION FACILITÉE

- S'installe aisément sur les unités de réfraction et les tables grâce à sa base et à sa mentonnière intégrées.

OPTIONS

- Filtre jaune, filtre polarisé, adaptateur pour tonomètre à aplanation.

GROSSISSEMENTS		FENTE	
Type	Galiléen	Hauteur	Continu de 0 à 14 mm
Oculaire	12.5x	Largeur	Continu de 1 à 14 mm
Sélection	Barillet	Ouverture	0.2 à 14 mm
Champs de vision		Angle	0 à 180°
SL350L/SL350H	10x (22 mm) - 16x (13.5 mm) - 25x (8.5 mm)	Inclinaison	5, 10, 15, 20°
		ECLAIRAGE	
SL450L/SL450H	6x (34.7 mm) - 10x (22 mm) 16x (13.5 mm) - 25x (8.5 mm) 40x (5.5 mm)	SL350H/SL450H	Halogène : 6V, 20W - LED : 3V, 3W
		SL350L/SL450L	
		FILTRES	
		Vert, bleu, anti-calorique, densité neutre.	
MOUVEMENTS DE LA BASE		ALIMENTATION	
Longitudinal	110 mm	220/110 V (±10 %)	
Latéral	110 mm	DIMENSIONS ET POIDS	
Vertical	30 mm	438 (P) x 327 (L) x 740 (H) mm 22 kg	
Mentonnière	80 mm	Marquage CE de conformité	

Dans un souci d'amélioration, les photos et spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.



Division Instruments
64 bis, avenue Aubert
94306 Vincennes Cedex France
Tel: 33 (0)1 72 94 71 00
Fax: 33 (0)1 72 94 70 27
www.essilor-instruments.com

Votre contact: