

# SL500L



## POLYVALENCE ET PERFORMANCE EN CONTACTOLOGIE



SL500L

LAMPE À FENTE DIGITALE

Gamme des filtres



Grossissements



Eclairage



Optométrie





## CONDITIONS D'OBERVATION OPTIMALES

- Optique de haute qualité et éclairage LED pour une excellente restitution des images et des couleurs.
- 5 niveaux de grossissement pour une observation précise des détails le plus fins.
- Eclairage additionnel et filtre jaune intégrés.

## ECLAIRAGE LED HAUTE PERFORMANCE

- Fente d'observation plus lumineuse, plus homogène et plus précise quel que soit le grossissement.
- Qualité des couleurs et des contrastes renforcée.
- Confort d'examen pour le patient, sans emission de chaleur.
- Durée de vie supérieure à 50.000 heures.

## ACQUISITION NUMÉRIQUE HD (OPTION)

- Associée à la caméra numérique DS 550 et au logiciel AnaEyes, elle permet la capture et la sauvegarde d'images et de séquences vidéo.

GROSSISSEMENTS		AJUSTEMENT DE LA FENTE	
Type	Galiléen	Hauteur	Continu de 0mm à 12mm
Oculaire	12.5x	Largeur	Continu de 0mm à 12mm
Sélection	Barillet 5 positions	Angle	0 à 180°
Champs de vision	6x (37 mm)	ECLAIRAGE	
	10x (24 mm)	Lampe LED	
	16x (14 mm)	FILTRES	
	25x (8 mm)	Bleu, Vert, Rouge, Jaune	
	40x (5.2 mm)	DIMENSIONS	
MOUVEMENTS DE LA BASE		Table	255(L) x 320(P) x 430(H) mm
Longitudinal	113mm	ALIMENTATION	
Latéral	107mm	Consommation	100-120V, 220-240V AC
Vertical	30mm	Marquage CE de conformité	25 VA
Mentonnière	76mm	OPTIONS	
	Filtre polarisé Lentille de Hruby Tonometre à aplanation	DS550 Caméra digitale	1/1.8 CCD type Nombre de pixels : 2 MP

Dans un souci d'amélioration, les photos et spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.